




“均一”なスフェロイドの “大量”形成

閉鎖系細胞培養バッグ WELLBAG Sシリーズ

ウェルバッグ-S350、S500、S870、S1260

※1ポートタイプ

発売中




※上記の現物・ウェル部断面・拡大写真・データ・スフェロイド
形成写真はウェルバッグ-S500のものになります。

特 長

- ・閉鎖系培養でコンタミネーションリスク低減
- ・均一なスフェロイドを大量形成
- ・高いガス透過性フィルムによる効率的なガス交換
- ・優れたスフェロイドの回収性
- ・細胞播種前のウェル内の気泡除去が容易
- ・専用ホルダー装着によりスフェロイドの移動を抑制、顕微鏡観察が可能
- ・日本薬局方に準拠した安全性

※内容は改良のため、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ウェルバッグ
専用ホルダー（別売）
装着時



使い方動画
(マニュアル方式)



“均一”なスフェロイドの “大量”形成


ウェルバッグはiPS細胞を含むさまざまな細胞から再生医療等に使用されるスフェロイドを均一かつ大量に培養し、容易に回収できるようにデザインされた培養バッグです。本製品は専用ホルダーに装着して使用します。




ウェルバッグ-Sシリーズ比較表

寸法	72mm×120mm ※バッグ部			
材質	PE (ウェル面細胞非接着処理済)			
培養面積	50cm ²			
培地容量	10～20ml			
品名	ウェルバッグ-S350	ウェルバッグ-S500 ★Sシリーズのスタンダード	ウェルバッグ-S870	ウェルバッグ-S1260
ウェル径	350μm	500μm	870μm	1260μm
ウェル深さ	約150μm	約200μm	約350μm	約500μm
ウェル数	約32,000	約18,000	約6,300	約3,100
	刻印 32K 	刻印 18K 	刻印 6.3K 	刻印 3.1K 
断面				
気泡抜方式	インキュベーション方式	マニュアル方式&インキュベーション方式		
品番	11020-05 (5バッグ入) 11020-10 (10バッグ入) 11020-00 (100バッグ入)	11000-05 (5バッグ入) 11000-10 (10バッグ入) 11000-00 (100バッグ入)	11040-05 (5バッグ入) 11040-10 (10バッグ入) 11040-00 (100バッグ入)	11060-05 (5バッグ入) 11060-10 (10バッグ入) 11060-00 (100バッグ入)
備考	L350へのスケールアップ 検討が容易	手作業での使いやすさと形成できる スフェロイド数のバランスが取れた スタンダード品	少ない細胞数でスフェロイドを形成したい時 大きなスフェロイドを形成したい時	

ウェルバッグ専用ホルダー (共通) ※バネ式




寸法	W:128mm、D:86mm、H:20mm
材料	アルミニウム、ガラス、ステンレス、 ポリカーボネート
対応バッグ	ウェルバッグ Sシリーズ
重量	300g
品番	61000-01



ウェルバッグを
専用ホルダーにセット



持ち運び可能



顕微鏡観察可能

○本製品は研究用です。診断、治療、または臨床目的には使用しないでください。
○本製品の在庫は都度お問い合わせください。
○本リーフレットに記載しております内容は改良のため、予告なく変更することがあります。
予めご了承下さい。
※インスリン産生細胞(膵前駆細胞を含む)への適応については、使用用途によっては制限がかかる
可能性がありますので、事前に製造販売元までお問い合わせ下さい。

製造販売元： 東洋製罐グループホールディングス株式会社

お問い合わせ先：新規事業推進室培養ソリューショングループ
東京都品川区東五反田 2-18-1 大崎フォレストビルディング
(TEL) 03-4514-2305 (FAX) 03-3280-8121
(MAIL) bis_innov_wellbag@tskg-hd.com
(URL) www.tskg-hd.com/cellsolut/

販売店：

